



Nouveau:

Un test PCR pour la mammite, en 90 minutes à votre cabinet.

Il existe enfin une solution de diagnostic moléculaire pour les cabinets vétérinaires permettant une identification et une différenciation rapide des agents pathogènes de la mammite chez les vaches laitières – développée en Suisse sur la base de la technologie PCR par ender diagnostics.

emma (ender molecular multiplex approach), c'est le nom de cet outil de diagnostic qui vous permet de prendre des décisions thérapeutiques pour ainsi réduire l'utilisation d'antibiotiques inutile (ceci jusqu'à 40%). Encore plus intéressant pour vous : emma permet un diagnostic précis par PCR, là où les résultats sont cruciaux, soit directement à votre cabinet vétérinaire ou clinique. Plus besoin d'un laboratoire central.

Ainsi, en tant que praticien, vous gagnez en clarté, vous prenez des décisions basées sur des données probantes pour traiter les mammites cliniques et aussi, vous augmentez le chiffre d'affaires de votre cabinet, les tests pouvant être facturés aux propriétaires d'animaux.

Diagnostic
rapide et
thérapie ciblée
= moins
d'antibiotiques



Vos avantages en un coup d'œil

- De loin le test le plus rapide pour la mammites clinique
- Un usage réduit d'antibiotiques grâce à un diagnostic rapide
- Permet aux vétérinaires de traiter les mammites en se basant sur des données probantes
- Ouvre de nouvelles sources de revenus pour votre cabinet
- Apprentissage rapide et facile – dans n'importe quel cabinet, sans formation en laboratoire
- Sécurité de travail : pas de culture de pathogènes

La PCR pour les mammites au cabinet apporte des avantages économiques pour tous

Afin d'identifier les pathogènes de la mammite de façon ciblée, vous ne devez plus envoyer vos échantillons de lait au laboratoire, ni faire de cultures microbiologiques fastidieuses. Avec emma vous pouvez dès maintenant vous-même fournir aux éleveurs des résultats de diagnostic clairs, sans intermédiaire – et ceci en 90 minutes après la réception de l'échantillon ; avec seulement 15 minutes de préparation de l'échantillon, la mesure est complètement automatisée. Le chiffre d'affaires réalisé reste pour votre cabinet.

Aussi, l'apprentissage et la prise en main de emma ne demande pas de formation en laboratoire : quelques heures de formation prodiguées par ender diagnostics suffisent pour que vous puissiez l'utiliser dans votre cabinet. L'équipement de laboratoire approprié peut être simplement loué ou acheté chez nous.

15 minutes pour la préparation des échantillons, la mesure est ensuite automatisée : **Voilà comment vous testez avec emma**

